



IC1022

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL

MANUEL DE
L'UTILISATEUR



Built-in MP3, headphones, forearm massage system
and heat therapy unit
MP3 intégré, casque d'écoute, massage des avant-bras
et unité de chaleur thérapeutique

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE



SAVE THE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use. Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

Safety and maintenance	2
Name and function of components	4
Features.....	5
Methods of use	
1. The use of the controls	6
2. Characteristics of automatic massage features	6
3. Auto---timing is 15 minutes	8
4. Manual function	9
5. Mp3 display	11
6. Calf rest and backrest recline and decline function	11
7. Method to dowload mp3 music.....	12
8. Padding and back cushion assembly and operation	14
9. Installation and use of the controller and tea table	14
10. Improper use	15
11. Floor protection	16
Product specifications.....	16
FRANÇAIS	19



SAFETY AND MAINTENANCE

1. IMPORTANT SAFETY WARNING

- Do not allow children to touch moveable part of this product.
- Please use a grounded power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- Do not use accessories which are not recommended by EBI.
- Do not use this product outdoors.
- Please read this instruction manual carefully before operation.
- Recommended use time is 15 minutes.
- Please do not use the chair if the leather is broken or damaged.
- Please do not use it if the radiator hole is covered or blocked.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use the chair while under the influence of drugs or alcohol.
- Please do not use the chair within one hour after having meal.

2. ENVIRONMENT FOR USE

- Please do not use the chair under high temperature or moist environment such as bathroom.
- Please do not use the chair immediately if the environmental temperature changes sharply.
- Please do not use the chair in dusty environments.
- Please do not use the chair in a constrained space or poorly ventilated areas.

3. PEOPLE WHO SHOULD REFRAIN FROM USING THIS PRODUCT

- People suffering from osteoporosis should refrain from using this product.
- People suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as a heart pacemaker should refrain from using this product.
- People suffering from fever should refrain from using this product.
- Pregnant women should refrain from using this product.
- People with injuries or skin disease should refrain from using this product.
- Children under twelve or people who are not able to operate this product should refrain from using this product.



4. SAFETY

- Check that the voltage is suitable to the specifications of this product.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Do not damage the wires or change the circuits of this product.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
- In the event of a power failure un-plug the chair
- Stop using this product while it works abnormal, and please, consult local agent immediately.
- Stop use of this product if you feel unwell, and consult a physician.

5. MAINTENANCE


- This product should be maintained by certified technicians.
- DO NOT attempt to disassemble or maintain this chair.
- Disconnect the power cord after use.
- Do not use this product if the socket is loose.
- If this product will be left unused for long periods of time,
- Store this product in dry and dustless environment.
- Do not store this product under high temperature or near fire and avoid
- Long exposure to direct sunshine.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and
- Do not require maintenance.
- Do not move the chair using the wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people should lift the chair together to prevent damage.
- Please use this chair intermittently; do not use this product continuously for long periods of time.

6. TROUBLESHOOTING


- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off.
- It can be used again after half an hours rest.



NAME AND FUNCTION OF COMPONENTS



1. Pillow Pad
2. Remote Control
3. Earphone
4. Armrest
5. Cushion
6. Calfrest
7. Footrest
8. Backcushion
9. Arms airbag
10. Jade Heater
11. Mini Tray



12. Backrest Cover
13. Fan Hole
14. Remote Controller Stand
15. Minitray Stand(Hidden)
16. MP3 Player
17. Back Wheel
18. Earphone Line
19. Cable & Plug
20. Earphone Jack
21. Plug Jack
22. Switch
23. Fusebox





FEATURES

- Dispel fatigue.
- Accelerate blood circulation.
- Alleviate muscle fatigue.
- Relax tense muscles.
- Alleviate nerve aches.
- Alleviate muscle aches.
- Massage mechanism is a four-wheel driven, muted design and can move Up & down.
- Shiatsu, kneading, tapping, knocking, kneading & tapping and rolling six emulational massage modes
- Automatically checks the upper body massage points & shoulder position.
- Five characteristic massage functions (relax, health care, physical therapy, fatigue and prescription).
- Upper body automatic massage (neck & shoulder, whole upper body, back & waist, overall, partial and fixed - six choices).
- Under fixed state, the massage mechanism can move up and down to reach an accurate position.
- Lower body airbag massage function: equipped with 33 airbags, three modes and three levels of speed. (Strong, medium and weak).
- Arms airbag massage function: equipped with 36 airbags.
- Vibration massage function: set in the back and buttock position, there are three choices: strong, weak and off.
- Music display and volume adjustment function; previous song, next song choices,
- Music accompaniment function: back massage speed and vibration changes with the high frequency, buttock vibration strength changes with the middle frequency.
- Under the music accompaniment state, the controller in the wire can be used to adjust the massage strength.
- Automatic recline and decline function: it is designed with modes that the calf rest and backrest recline and decline separately, lie down, automatically or manually recover after turning off the chair.
- The massage mechanism automatically recovers when turning off the chair.
- The chair equipped with a heater which uses five Xiu jade as the infrared emission source, the temperature can be adjusted between 40 to 70 degrees celsius.
- It is equipped with a seven color LCD, MP3 display, earphones and mini tea table.



METHODS OF USE

1. THE USE OF THE CONTROLS

- **Start/Stop massage:** press power button to start massage. During the massage period, press the power button and it will stop, the calf rest will return to its original position(move down to the bottom)
- **Neck position adjustment:** press up and down button

2. CHARACTERISTICS OF AUTOMATIC MASSAGE FEATURES

- **Relax:** massage the whole upper body and also start all other functions (lower body airbag and vibration massage) to relax muscle. Set the working time to be 8 minutes. Mode in display window shows (01).



- **Health care:** besides the whole upper body massage function, it can massage respectively shoulders, back and waist. You can also start all other functions to accelerate blood circulation. Set the working time to be 15 minutes. Mode in display window shows (02).



- **Physical therapy:** massage shoulder, back and waist, in the meantime start all other functions to relax aches in the shoulder, back and waist. Set the working time to be 30 minutes. Mode in display window shows (03).





- **Fatigue:** deeply massage whole upper body, shoulder, back and waist. In the meantime start all other functions to relax whole body. Set the working time to be 38 minutes. Mode display window shows (05).



- **Personal:** A total of 16 massage functions. The upper body is divided into 16 massage points. Enjoy a deep massage according to your preferences. Relax specific muscles aches aches.



- **Awake:** automatically start massage function. During the massage period, press (awake) button then all massage functions will stop and the timing display window shows (01), then press again the (awake) button to set the automatic start time. The automatic start time can also be set when the massage chair is turned off. The max timing is (08) (that is 8 hours). After setting the automatic start time, you may lie on the chair to sleep or relax. Half an hour before the automatic start time ends, the chair will begin to automatically remind you that time is up. Timing display window shows the automatic start time. Mode in display window shows (99)

E.g.: press (awake) button continually three times, then the timing display window shows (03) which means the automatic start time is 3 hours, and the mode display window shows (99) which means the awake function is turned on. From the moment you finished setting the time, two hours and a half later the massage function will start automatically.





3. AUTO---TIMING IS 15 MINUTES.

- **Whole upper body program**---shows (F0).



- **Partial program**---shows (F1). Press up and down button to move the mechanism to the required position.



- **Fixed program**---shows (F2) Press up and down button to move the mechanism to the required position.



- **Shoulder program**---shows (F3).





- **Back program**--shows (F4).



- **Waist program**--shows (F5).



4. MANUAL FUNCTION.

- **Timing:** it can only be set under manual massage function; it is designed with three levels: 15 minutes, 20minutes and 30minutes.
- **Manual:** total 6 manual choices: fixed, partial, overall, shoulder, back and waist shows respectively P0, P1, P2, P3, P4 and P5.
- **Massage methods:**
Tapping, knocking, kneading & tapping, rolling,shiatsu and kneading.



- **Width:** adjustment of the width of massage mechanism. It is designed with three levels: wide, middle and narrow.



- **Speed:** adjustment of the massage speed. The speed can't be changed under the shiatsu mode, and under other modes. There are five levels.





- **Back vibration:** back vibration massage strength and on/off button.



- **Buttock vibration:** buttock vibration strength and on/off button.



- **Arms:** arms airbag strength and on/off button.



- **Lower body:** lower body airbag on/off button.



- **Strength:** lower body airbag strength button, three levels: strong, medium and weak.



- **Mode:** lower body airbag modes.

There are three modes: Lower body, Foot & Calf, Buttocks.



- **Handheld heat therapy:** on/off button of the handheld heat therapy. Default temperature is 40 . (there are seven levels available: 40 45 50 55 60 65 70).



- **Handheld heat therapy (+):** increase the temperature of the handheld heater. It will increase by one level upon each press, the highest temperature is 70.



- **Handheld heat therapy (-):** decrease the temperature of the handheld heater. It will decrease by one level upon each press. The lowest temperature is 40.



- **Background color:** the background color changes automatically with the different massage methods.
- **Color adjustment:** manually set the background color. There are seven colors: red, green, blue, purple, orange, white and cyan.

5. MP3 DISPLAY

- **Functions:** turn on, turn off, previous song, next song, synchronization.



- **Music accompaniment function:**
 1. Back massage speed and vibration strength changes with the high frequency.
 2. Buttock vibration strength changes with the medium frequency.

6. CALF REST AND BACKREST RECLINE AND DECLINE FUNCTION.

It is designed with calf rest recline and decline, backrest recline and decline, sit and lie down.






7. METHOD TO DOWNLOAD MP3 MUSIC

- 1) Turn off the power of the massage chair and open the cover of the MP3 box behind the massage chair.
- 2) Gently press the SD card and it will pop out of the MP3 player, then remove it.
- 3) Insert the SD card into the SD card read-write equipment supplied with the chair.
- 4) Insert the SD card read-write equipment into the USB port of your PC.(windows XP, windows 2000, windows NT)
- 5) Download your favorite song in MP3 format onto the SD card (movable disk).
- 6) Remove the USB Mass Storage Device (movable disk) from the PC safely.
- 7) Pull the SD card out of the USB port.
- 8) Pull the SD card out of the SD card read-write equipment.
- 9) Insert the SD card into the SD card port of the MP3 player.
- 10) The refresh of the MP3 music is done, can turn on the power of the massage chair again.
- 11) If the MP3 can not be played, please format the SD card in the PC, download MP3 type music, then insert it into the massage chair as above.

ATTENTION: DO NOT REMOVE OR DISASSEMBLE THE MP3 PLAYER. ONLY THE SD CARD CAN BE REMOVED.



- (1) MP3 box
- (2) SD card
- (3) front cover of the SD card read-write equipment.
- (4) SD card read-write equipment
- (5) SD card
- (6) back cover of the SD card read-write equipment.




8. PADDING AND BACK CUSHION ASSEMBLY AND OPERATION

The removable cushion can reduce the neck & shoulder kneading Massage. You can determine according to your demands whether to use the pillow cushion or not (We recommend using the pillow cushion).


The back cushions connect to the the zipper(1) The pillow cushion connects to the back Cushion with the velcro strip(2)


Warning: DO NOT raise the back cushion when in use. This may cause injury.



9. INSTALLATION AND USE OF THE CONTROLLER AND TEA TABLE

Install the controller shelf on the massage chair(1). Insert the controller in the controller shelf(2). The control can rotate vertically(3). The control can rotate horizontally(4). Install the tea table tray on the massage chair (5) Put the tea table tray on the shelf (6).





10. IMPROPER USE:

- When the arm airbag is connected to the armrest, DO NOT lubricate the spindle.
- DO NOT stab the airbag with needles or other sharp objects.
- DO NOT wobble the arm airbags. This could damage the air injection tubes.
- When the arm airbag spindle is inserted into the hole half length and the chair is turned on, the induction equipment in the hole receives a signal and will start feeding the air; when the spindle is inserted into the hole completely, there will be no air coming out of the joint and the airbag will start working.
- When the airbag is taken off but not completely, it is normal that air comes out of the joint.
- If you remove the airbag assembly, verify that it moves forward and backwards freely.
- In order to avoid colliding with the airbag assembly, the controller should be tilted forward by 20 degrees as shown in pictures (1) and (2).






11. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

CAUTION: DO NOT MOVE THE CHAIR USING THE WHEELS ON WOOD FLOOR, ROUGH GROUND OR IN A NARROW SPACE. TWO PEOPLE SHOULD LIFT THE CHAIR TOGETHER TO PREVENT DAMAGE.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: AC110-120V 60Hz, AC220-240V 50Hz

Input power: 220W

**WARRANTY CARD**

ART. NAME		DEALER(SERVICE CENTER)
MODEL		
CUSTOMER		
ADDRESS		
TEL		
DATE OF PURCHASE		EXPIRY : ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE

If the chair malfunctions within the warranty period (one year) and under the following conditions, this product will be repaired for free:

1. there are broken parts or malfunction when purchasing this machine.
2. damage that occurs when it is being used under the guidance of the operation instructions (but the manufacturer is not responsible for damage resulting from misuse, operation without the guidance of the instructions, or natural disasters)
3. the damage of the nonconsumptive parts.



Conservez cette notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité et entretien.....	20
Description des différentes composantes et fonctions.....	22
Caractéristiques des massages	23
Mode d'emploi	
1. Utilisation du panneau de commande.....	24
2. Caractéristiques du mode auto programme.....	24
3. La durée du massage en mode automatique est de 15 minutes.....	26
4. Caractéristiques du mode manuel.....	27
5. Écran MP3	29
6. Abaisser ou relever le repose-mollets et le dossier du fauteuil.....	29
7. Télécharger des Mp3.....	30
8. Assemblage et utilisation des coussins amovibles	32
9. Installation et utilisation du panneau de commande et du plateau	32
10. Utilisation inadéquate.....	33
11. Protection du plancher.....	34
Spécifications techniques	34



SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

1. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ne permettez pas aux enfants de toucher la partie mobile de cet appareil.
- Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- N'utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par EBI.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous de lire attentivement cette notice avant d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour une durée de 15 minutes à la fois.
- N'utilisez pas cet appareil si le revêtement est très abîmé ou brisé.
- N'utilisez jamais cet appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées.
- Ne laissez rien tomber ou n'introduisez rien dans aucune des ouvertures.
- Ne vous endormez pas pendant que vous utilisez l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez abusé d'alcool ou de drogue.
- Attendez au moins une heure, après un repas, avant d'utiliser cet appareil.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide ou surchauffé
- N'utilisez pas cet appareil immédiatement si la température ambiante change drastiquement.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement poussiéreux.
- N'utilisez pas cet appareil dans un espace restreint ou peu aéré.

3. CONTRE-INDICATIONS

- Les personnes souffrant d'une maladie de cœur, d'ostéoporose ou de fièvre.
- Les personnes en réhabilitation suite à une chirurgie, une dislocation ou une fracture.
- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical sensible aux interférences électroniques.
- Les femmes enceintes.
- Les personnes souffrant de problèmes dermatologiques sévères.
- Les enfants de moins de douze ans et les personnes inaptes à opérer cet appareil.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Assurez-vous que la source d'alimentation correspond au voltage indiqué sur l'appareil.



- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- N'abîmez pas les fils électriques et ne changez pas les circuits de cet appareil.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

5. ENTRETIEN



- Cet appareil doit être entretenu par un technicien certifié.
- N'ESSAYEZ PAS de démonter et de réparer cet appareil vous-même.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil si le dispositif électrique est excessivement relâché.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

6. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.



DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES ET FONCTIONS



1. Oreiller
2. Panneau de commande
3. Casque d'écoute
4. Accoudoir
5. Coussin
6. Repose-mollets
7. Repose-pieds
8. Coussin dorsal
9. Coussins d'air pour les bras
10. Applicateur thermique en pierre de jade
11. Plateau
12. Housse du dossier
13. Accès du ventilateur
14. Support du panneau de commande
15. Support du plateau (caché)
16. Lecteur MP3
17. Roulette arrière
18. Cordon d'alimentation du casque d'écoute
19. Cordon et prise d'alimentation
20. Prise d'alimentation du casque d'écoute
21. Prise d'alimentation
22. Interrupteur
23. Boîte à fusibles



CARACTÉRISTIQUES DES MASSAGES

- Dissipe la fatigue.
- Accroît la circulation sanguine.
- Soulage les muscles endoloris.
- Relâche les muscles tendus.
- Détend le système nerveux.
- Soulage les douleurs musculaires.
- Le mécanisme silencieux de massage à quatre têtes rotatives peut effectuer des mouvements de haut en bas.
- Six types de massages : Shiatsu, pétrissage, tapotement, malaxage, pétrissage et tapotement simultanés et étirement.
- Balayage du corps pour cibler les points de massage du haut du corps et la position des épaules pour un meilleur ajustement.
- Cinq utilisations possibles (relaxation, soins médicaux, physiothérapie, anti-fatigue et prescription).
- Massage du haut du corps en auto programme (cou et épaules, corps tout entier, dos et taille, intégral, partiel et fixe – six choix).
- En position fixe, le mécanisme de massage peut bouger de haut en bas afin d'atteindre plus de précision.
- Fonction massage par pressothérapie pour le bas du corps : 33 coussins d'air, trois niveaux d'intensité (fort, medium, faible) et trois vitesses.
- Fonction massage par pressothérapie pour les bras. 36 coussins d'air.
- Fonction massage par vibration au niveau du dos et du fessier. La vibration peut être forte, faible ou éteinte.
- Fonction permettant de sélectionner la musique désirée et d'ajuster le son.
- Fonction permettant de synchroniser massage et musique. La vitesse et l'intensité du massage dorsal sont influencées par les hautes fréquences, celles du fessier par les moyennes fréquences.
- En mode accompagnement musical, le contrôleur dans le fil peut être utilisé pour ajuster l'intensité du massage.
- Fonction permettant d'incliner ou de redresser le fauteuil automatiquement. Le repose-pieds et le dossier peuvent être inclinés ou redressés de façon indépendante. Que ce soit en mode manuel ou auto programme, lorsque l'appareil est éteint, le fauteuil est immédiatement réajusté à sa position initiale.
- Le mécanisme de massage revient à sa position initiale lorsque l'appareil est éteint.
- Le fauteuil est équipé d'un applicateur thermique infrarouge doté de cinq ampoules néon-hélium en pierre de jade (Xiu). La température peut être ajustée entre 40 et 70 degrés celsius.
- Le fauteuil est équipé d'un écran LCD 7 couleurs, d'un écran pour le lecteur MP3, d'un casque d'écoute et d'un plateau.



MODE D'EMPLOI

1. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

- **Débuter ou arrêter le massage:** Appuyez sur le bouton « power » pour débuter le massage. En tout temps durant le massage vous pouvez appuyer de nouveau sur « power » pour mettre fin au massage. Le repose-mollets reprendra automatiquement sa position initiale.
- **Ajuster la position du cou.** Appuyez sur les boutons « up » et « down ».

2. CARACTERISTIQUES DU MODE AUTO PROGRAMME

- **Relaxation:** massage du haut du corps, massage du bas du corps, par pressothérapie, et vibration favorisant la détente musculaire. Programmez la minuterie à 8 minutes. Ce mode affiche sur l'écran 01.



- **Soins médicaux :** En plus de la fonction permettant le massage intégral du haut du corps, il est possible de masser, respectivement, les épaules, le dos et la taille. Les autres fonctions peuvent également être activées pour accroître la circulation sanguine. Programmez la minuterie à 15 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (02).



- **Physiothérapie:** Massage des épaules, du dos et de la taille. Simultanément, il est possible d'activer toutes les autres fonctions pour diminuer la douleur et détendre les épaules, le dos et la taille. Programmez la minuterie à 30 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (03).





- **Anti-Fatigue:** Massage profond de l'ensemble des membres supérieurs, épaules, dos et taille. Simultanément, activez toutes les autres fonctions pour une détente intégrale. Programmez la minuterie à 38 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (05).



- **Personnel:** Un total de 16 fonctions. Le haut du corps est divisé en 16 points de massage distincts. Savourez un message profond personnalisé selon vos préférences. Détendez vos muscles endoloris. Ce mode affiche sur l'écran (06).



- **Réveil:** Active automatiquement la fonction de massage. Si vous appuyez sur la touche (awake) en cours de séance, toutes les fonctions de massage s'éteindront et la minuterie affichera (01). En appuyant à nouveau sur la touche (awake) vous pourrez programmer l'heure à laquelle l'appareil s'activera automatiquement. Cette fonction peut également être programmée lorsque le fauteuil de massage est éteint. Le temps de programmation maximal est 08, c'est-à-dire 8 heures. Après avoir programmé l'heure du début de votre séance, vous pouvez vous étendre sur le fauteuil pour dormir ou vous détendre. Une demi-heure avant que la séance débute, l'appareil vous rappellera que le temps est écoulé. L'écran de la minuterie indique l'heure de début programmée. Ce mode affiche sur l'écran (99).





3. LA DURÉE DU MASSAGE EN MODE AUTOMATIQUE EST DE 15 MINUTES

- Le programme pour les membres supérieurs indique (F0).



- Le programme partiel indique (F1). Appuyez sur les boutons de commande « up » et « down » pour déplacer le mécanisme à la position souhaitée.



- Le programme fixe indique (F2). Appuyez sur les boutons de commande « up » et « down » pour déplacer le mécanisme à la position souhaitée.



- Le programme pour les épaules indique (F3).



- Le programme pour le dos indique (F4).



- Le programme pour la taille indique (F5).



4. CARACTÉRISTIQUES DU MODE MANUEL

- Minuterie: Il n'est possible de programmer la minuterie que sous la fonction manuelle de massage. Trois choix vous sont offerts: 15 minutes, 20 minutes et 30 minutes.
- Fonction manuelle: 6 choix possibles: fixe, partiel, intégral, épaules, dos et tailles s'affichent respectivement sur l'écran de la façon suivante: P0, P1, P2, P3, P4 et P5.
- Types de massages:
Tapotement, malaxage, pétrissage et tapotement, étirement, shiatsu et pétrissage.



- **Largeur:** La largeur du module de massage peut être modifiée selon la corpulence de l'utilisateur : large - moyen - étroit.



- **Vitesse:** Ajustement de la vitesse du massage. La vitesse ne peut être modifiée sous le mode.





- **Vibration du dos:** Intensité du massage de dos par vibration et touche on/off.



- **Vibration du fessier:** Intensité du massage du fessier et touche on/off.



- **Bras:** Intensité de la pression des coussins d'air et touche on/off.



- **Membres inférieurs:** Touche on/off pour les coussins d'air des membres inférieurs.



- **Intensité:** Intensité de la pression des coussins d'air pour les membres inférieurs. Trois niveaux: fort, medium, faible.



- **Mode:** Modes des coussins d'air pour les membres inférieurs. Trois modes possibles: membres inférieurs, pieds et mollets, fessier.



- **Thermothérapie:** Touche on/off pour l'applicateur thermique infrarouge. La température par défaut est de 40. (Sept niveaux vous sont offerts: 40 45 50 55 60 65 70).



- **Thermothérapie (+):** Augmente la température de l'applicateur thermique. La chaleur augmente d'un degré à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. La température maximale possible est de 70.



- **Thermothérapie (-):** Diminue la température de l'applicateur thermique. La chaleur diminue d'un degré à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. La température minimale possible est de 40.



- **Couleur de fond:** La couleur de fond de l'écran change automatiquement en fonction des massages choisis.
- **Ajustement de la couleur:**
 Vous pouvez définir manuellement les couleurs de fond souhaitées.
 Sept couleurs vous sont offertes: rouge, vert, bleu, violet, orange, blanc et cyan.

5. ÉCRAN MP3

- **Fonctions:** allumer, éteindre, chanson précédente, chanson suivante, synchronisation avec massage.



- **Fonction accompagnement musical:** 1. La vitesse et l'intensité des vibrations dorsales sont influencées par les hautes fréquences. 2. La vitesse et l'intensité des vibrations au niveau du fessier sont influencées par les moyennes fréquences.

6. ABAISSER OU RELEVER LE REPOSE-MOLLETS ET LE DOSSIER DU FAUTEUIL

Il est possible d'abaisser ou de relever le repose-mollets et le dossier de la chaise ; de s'asseoir ou de s'allonger.






7. TÉLÉCHARGER DES MP3

- 1) Éteignez l'interrupteur du fauteuil de massage et ouvrez la boîte à MP3.
- 2) Appuyez légèrement sur la carte SD pour la retirer du lecteur MP3.
- 3) Insérez la carte dans un lecteur/graveur de MP3.
- 4) Reliez le lecteur/graveur au port USB de votre PC (Windows XP, Windows 2000, Windows NT).
- 5) Téléchargez les MP3 sur la carte SD.
- 6) Retirez l'unité de stockage USB de votre PC.
- 7) Retirez le lecteur/graveur du port USB de votre PC.
- 8) Retirez la carte SD du lecteur/graveur.
- 9) Réinsérez la carte SD dans le lecteur MP3 du fauteuil de massage.
- 10) Équipé de vos nouveaux MP3, vous pouvez vous réinstaller et démarrer les fonctions de massage de votre fauteuil.
- 11) Si les MP3 ne jouent pas, formatez la carte SD dans votre PC. Téléchargez des MP3 et réinsérez la carte dans le lecteur de votre fauteuil.

MISE EN GARDE : NE RETIREZ PAS ET NE DÉSASSEMBLEZ PAS LE LECTEUR MP3 DE VOTRE FAUTEUIL. SEULE LA CARTE SD PEUT ÊTRE RETIRÉE.




- (1) Boîte à MP3
- (2) Carte SD
- (3) Couvercle de protection avant de la carte SD
- (4) Lecteur/graveur de MP3
- (5) Carte SD
- (6) Couvercle de protection arrière de la carte SD

8. ASSEMBLAGE ET UTILISATION DES COUSSINS AMOVIBLES

L'utilisation du coussin amovible est recommandée pour réduire l'intensité du pétrissage au niveau du cou et des épaules. Vous pouvez, à votre convenance, choisir d'utiliser l'oreiller amovible ou de ne pas l'utiliser.


Fixez le coussin du dossier sur le fauteuil par le biais de la fermeture éclair(1). Le coussin du dossier est maintenu sur le fauteuil par une fermeture éclair (1). L'oreiller s'attache au coussin du dossier par le biais d'une bande velcro(2).


MISE EN GARDE: NE REMONTEZ PAS le coussin du dossier pendant le massage. Vous pourriez vous blesser.



9. INSTALLATION ET UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DU PLATEAU

(1) Installez le support du panneau de commande sur le fauteuil de massage. (2) Le panneau de commande peut pivoter verticalement. (3) Le panneau de commande peut pivoter horizontalement (4) Installez le support du plateau sur le fauteuil de massage (5) Installez le plateau sur son support (6).





10. UTILISATION INADÉQUATE

- Lorsque le coussin d'air au niveau des bras est relié à l'accoudoir, NE PAS lubrifier la tige.
- NE PAS perforer le coussin d'air avec des aiguilles ou d'autres objets pointus.
- NE PAS agiter le coussin d'air. Cela pourrait abîmer les tubes d'injection d'air.
- Lorsque la tige du coussin d'air est insérée à mi-chemin dans son trou et que le fauteuil est allumé, un déclenchement s'effectue et l'air est dispersé incorrectement. Si la tige est insérée complètement, il n'y aura pas de fuite d'air à travers le joint et le coussin d'air commencera à fonctionner.
- Lorsque le coussin d'air n'est pas entièrement retiré, il est normal que de l'air s'échappe du joint.
- Lorsque vous retirez l'assemblage du coussin d'air, vérifiez qu'il peut bouger librement vers l'avant et vers l'arrière.
- Pour éviter que l'assemblage du coussin d'air ne heurte le panneau de commande, faites pivoter le panneau de commande de 20 degrés vers l'avant tel qu'imaginé sur les illustrations (1) et (2).






11. PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée du fauteuil pourrait abîmer le plancher. Placez l'appareil sur un tapis pour empêcher l'endommagement du plancher.

MISE EN GARDE: IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPLACER LE FAUTEUIL SUR SES ROULETTES SI VOS PLANCHERS SONT EN BOIS, SI VOUS ÊTES DANS UN ESPACE TROP ÉTROIT OU SI LA SURFACE DU SOL EST ACCIDENTÉE. DANS CES CAS PRÉCIS, DEUX PERSONNES SERONT REQUISES POUR SOULEVER ET DÉPLACER LE FAUTEUIL.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 110-120V CA 60Hz, AC220-240V 50Hz


Consommation de courant: 220W

**CARTE D'ENREGISTREMENT**

PRODUIT		REVENDEUR
MODÈLE		
PROPRIÉTAIRE		
ADRESSE		
TÉLÉPHONE		
DATE D'ACHAT		EXPIRE 1 AN APRÈS LA DATE D'ACHAT

Si votre appareil présente des défaillances pendant votre période de garantie (1 an à compter de la date d'achat) et que les conditions suivantes s'appliquent, votre appareil sera réparé gratuitement:

- L'appareil était brisé ou présentait des défaillances au moment de l'achat.
- Les bris se sont manifestés dans des conditions d'usage normal tel que stipulé dans les consignes d'utilisation de cette notice. La garantie n'est pas applicable si l'appareil a été mal utilisé, si vous n'avez pas respecté les directives de cette notice ou si les dommages résultent d'un désastre naturel.
- Les dommages résultant de l'usure normale des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.



1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfort™ est une marque de commerce de EBI inc.

www.iComfort.ca